

BỘ Y TẾ
VIỆN SỐT RÉT-KST-CT
QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 9b

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3846571 Fax: 0256.3846571

Đề nghị Báo đầu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. **Tên dự án:** Mua hóa chất và vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh quý 3-4 bằng nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế năm 2022 của Viện Sốt rét - KST - CT Quy Nhơn
2. **Tên gói thầu:** Gói 3: Hoá chất và vật tư dùng cho nội soi, siêu âm và xét nghiệm viêm gan B
3. **Số thông báo mời thầu:** 20220633604-00.
4. **Giá gói thầu:** 142.050.000 đồng.
5. **Giá trúng thầu:** 137.335.000 đồng.
6. **Nhà thầu trúng thầu:** Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Vật Tư KHKT Linh Anh.
7. **Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.
8. **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. **Quyết định phê duyệt:** 131/QĐ-VSR, ngày 29/7/2022 của Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn
10. **Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:**

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
1	Gel bôi trơn	- Đạt tiêu chuẩn: ISO - Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo...đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. - Thành phần chính gồm: Water;Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid - Đóng gói: Được đựng trong hộp, mỗi hộp chứa 82g/tuýp có nhãn bằng tiếng Việt hoặc tiếng	Tuýp	1050004	Turkuaz-Thỏ Nhĩ Ki	25	63.000	

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
		Anh hoặc tiếng bản xứ nơi sản xuất. Yêu cầu của nhãn ghi rõ ràng: tên hoá chất, hàm lượng hoá chất, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng.						
2	Dung dịch sát khuẩn	- Đạt tiêu chuẩn: ISO, EC - Thành phần: Hoạt chất 0,55% Ortho- Phthalaldehyde. - Quy cách đóng gói: 5 lít/ can có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Yêu cầu của nhãn ghi rõ ràng: tên hoá chất, hàm lượng hoá chất, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng.	Can	2504028 100110	Anios- Pháp	25	1.092.000	
3	Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzyme	- Đạt tiêu chuẩn: ISO -Thành phần: Hỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase + chất hoạt động bề mặt tẩy rửa dụng cụ y tế với 5 enzyme. - Quy cách đóng gói: 1 lít/ can có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Yêu cầu của nhãn ghi rõ ràng: tên hoá chất, hàm lượng hoá chất, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng.	Can	2235095	Anios- Pháp	25	550.000	
4	Bộ kit định lượng virus viêm gan B bằng kỹ thuật real-time PCR	- Đạt tiêu chuẩn: ISO, WHO-GMP - Bộ xét nghiệm IVD NK qPCR - VBquant kit sử dụng kỹ thuật Realtime PCR dùng đầu dò Taqman Fam khuếch đại đoạn gen đặc hiệu để phát hiện và định lượng HBV - DNA trong các mẫu thử khác nhau. - Thành phần: Cung cấp tất cả các thành phần đủ để làm xét nghiệm trên 50 mẫu thử bao gồm chúng, các chuẩn và mẫu: + HBV TQPCR Mix: 125µl x 9 tube + Low profile white PCR tubes: 72 tube + HBVDNA-IC: 300µl x 2 tube + HBVDNA S1: 300µl x 2 tube + HBVDNA S2: 300µl x 2 tube + HBVDNA S3: 300µl x 2 tube + Chứng [-]: 1000µl x 1 tube - Mức phát hiện: 50 IU/ml mẫu thử - Hóa chất được bảo quản ở nhiệt độ khoảng -18 độ C và 2-8 độ C - Đóng gói: Được đựng trong hộp, hộp chứa 1 Bộ có 50 mẫu, có nhãn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Yêu cầu của nhãn ghi rõ ràng: tên hoá chất, hàm lượng hoá chất, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Mỗi	Bộ	LS002MHR	Nam Khoa-Việt Nam	6	6.195.000	

T
T
N
JY

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
		hộp có tờ hướng dẫn sử dụng.						
5	Lam kính	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. - Được phép sử dụng trong phòng xét nghiệm cho kính hiển vi. - Thủy tinh trung tính, trong suốt, không trầy xước, cạnh nhẵn; không bị nấm mốc, vô trùng. - Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. - Kích thước: 25,4 x 76,2mm (1" x 3") - Dày 1,0 – 1,2mm - Đóng gói: hộp 72 cái, thùng 50 hộp, giữa các lam có giấy lót, mỗi hộp có bọc giấy ni lông hàn kín chống nhiễm khuẩn (vô trùng), có ghi lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng.	Hộp	GT201-7102	Greetmed-Trung Quốc	400	21.000	
6	Lamen (22x22)	- Đạt tiêu chuẩn ISO - Được phép sử dụng trong phòng xét nghiệm cho kính hiển vi. - Thủy tinh trung tính, trong suốt, không trầy xước, cạnh nhẵn; không bị nấm mốc, vô trùng. - Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. - Kích thước: 22mmx22mm. - Đóng gói: hộp 100 cái, giữa các lam có giấy lót, mỗi hộp có bọc giấy ni lông hàn kín chống nhiễm khuẩn (vô trùng), có ghi lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng.	Hộp	40990115	Glaswaren fabrik Karl Hecht GmbH & Co KG-Đức	300	69.300	
7	Đầu côn có màng lọc 1000 µL	- Đầu tip có lọc 1000 µL, chia vạch - Làm bằng nhựa không có chất phụ gia cellulose - Dùng trong micropipet hút mẫu, tip có lọc giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo không mong muốn. - Màng lọc siêu nhỏ làm bằng vật liệu trơ kỵ nước, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác. - Đã tiệt trùng: Khí EO - Đầu tip tương thích với nhiều loại micropipet từ các hãng Effendorf, Thermo, Dlab,... - Cảnh báo an toàn: hàng không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường.	Hộp	NFR1406-1000	Henso Medical-Trung Quốc	50	147.000	

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
		- Đóng gói: Hộp 96 tip, nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có ghi lô sản xuất, nhãn ghi xuất xứ, ngày sản xuất.						
8	Đầu côn có màng lọc 200 μ L	- Đầu tip có lọc 200 μL, chia vạch - Làm bằng nhựa không có chất phụ gia cellulose - Dùng trong micropipet hút mẫu, tip có lọc giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo không mong muốn. - Màng lọc siêu nhỏ làm bằng vật liệu trơ kỵ nước, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác. - Đã tiệt trùng: Khí EO - Đầu tip tương thích với nhiều loại micropipet từ các hãng Effendorf, Thermo, Dlab,... - Cảnh báo an toàn: hàng không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường. - Đóng gói: Hộp 96 tip, nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có ghi lô sản xuất, nhãn ghi xuất xứ, ngày sản xuất.	Hộp	NFR1406-200L	Henso Medical-Trung Quốc	50	147.000	
9	Đầu côn có màng lọc 100 μ L	- Đầu tip có lọc 100 μL, chia vạch. - Làm bằng nhựa không có chất phụ gia cellulose - Dùng trong micropipet hút mẫu, tip có lọc giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo không mong muốn. - Màng lọc siêu nhỏ làm bằng vật liệu trơ kỵ nước, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác. - Đã tiệt trùng: Khí EO - Đầu tip tương thích với nhiều loại micropipet từ các hãng Effendorf, Thermo, Dlab,... - Cảnh báo an toàn: hàng không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường. - Đóng gói: Hộp 96 tip, nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có ghi lô sản xuất, nhãn ghi xuất xứ, ngày sản xuất.	Hộp	NFR1406-100	Henso Medical-Trung Quốc	50	136.500	
10	Đầu côn có màng lọc 10 μ L	- Đầu tip có lọc 10 μL, chia vạch - Làm bằng nhựa không có chất	Hộp	NFR1406-10L	Henso Medical-Trung	50	136.500	

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
		phụ gia cellulose - Dùng trong micropipet hút mẫu, tip có lọc giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo không mong muốn. - Màng lọc siêu nhỏ làm bằng vật liệu trơ kỵ nước, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác. - Đã tiệt trùng: Khí EO - Đầu tip tương thích với nhiều loại micropipet từ các hãng Effendorf, Thermo, Dlab,... - Cảnh báo an toàn: hàng không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường. - Đóng gói: Hộp 96 tip, nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có ghi lô sản xuất, nhãn ghi xuất xứ, ngày sản xuất.			Quốc			

Bình Định, ngày 01 tháng 7 năm 2022

VIỆN TRƯỞNG



Hồ Văn Hoàng